

# 机械HORIBA图片

---

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：22

## HORIBA LAQUA WQ-300系列便携式水质分析仪

存放于坚固的手提箱 保障所有部件摆放有序、安全稳妥。

文本存储空间存放说明手册及附件。

隔间试剂瓶固定槽可存放8个60ml标准试剂瓶。

试剂瓶底座

校准时保证试剂瓶直立固定电极固定槽用于固定pH□电导率、以及溶解氧电极。

线缆存放存放带有加长线缆的电极。

线缆卷绕有序存放电极的线缆。

溶氧电极保护壳。

多语言选择提供多种语言——英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语及中文。

多电极可同时校准或测量适用于双通道和三通道型号。

HORIBA便携式多参数水质测量仪。机械HORIBA图片



Horiba水质分析仪器 pH测试笔 •pH□电导率、离子和盐浓度。7 项参数，11 种型号 七项水质参数满足您的需求，如 pH□电导率、离子浓度□Na+□K+□NO3-□Ca2+□和盐浓度□ LAQUAtwin 引入实验室传感器的相同原理，实现可靠、精确测量。 •只需按键即可校准和测量，会告知您读取结果的时间 简单执行测量和不可或缺的校准程序。在笑脸符号亮起后读取数据□ •LAQUAtwin 完全防水且防尘1(IP67 级) 测试笔和传感器均完全防水，因此可随时随地使用即使在测量或清洁期间水花飞溅也无需担忧。 •只需几秒钟时间，即可获得单滴样品的精确读数 LAQUAtwin 运用标准实验室电极的相同测试原理，将所有部件压装到厚度不足 1 mm 的扁平传感器芯片内。 •手提箱为标准配置，便于存放和携带 这种紧凑型提箱容纳了测量所需的所有物件，包括标准液。您可在吊饰孔中附装一根条带或附贴一面标识。 铭迹科技授权代理，淘宝店□Antylia科尔帕默 推荐HORIBA销售HORIBA便携WQ300系列淘宝Antylia科尔帕默有售。



HORIBA袖珍水质计 使用方法 LAQUAtwin EC-33 紧凑型仪表 上海铭迹科技有限公司专业供

应销售 根据制造商的说明，使用每个套件中包含的标准溶液校准 LAQUAtwin 袖珍型仪表。 样品测量 使用移液管或打开传感器盖并直接从水族箱中舀取水族箱水样品到传感器上。或者，通过打开传感器护罩并将传感器浸入水族箱中进行直接测量。用去离子水冲洗传感器，并在样品之间用软组织吸干。 测量样品时，您可以通过按 MEAS 按钮让仪表锁定稳定读数。这将自动开启保持功能——MEAS 将闪烁直到读数稳定并出现 ☺。再次按下 MEAS 按钮可禁用自动保持功能。注意：对于 pH 值、盐分和电导率计，请确保在测量前在仪表设置中设置自动保持 (AH)☐

HORIBA电导率计标准溶液耗材 上海铭迹科技有限公司品牌代理经销，可前往淘宝Antylia科尔帕默店铺购买，品牌授权，可咨询客服获得更多HORIBA产品信息 514-22 标准溶液（电导率1.41mS/cm☐Y071L 1.41 mS/cm 电导率标准溶液 514-22 1.41 mS/cm (1413μS/cm) 电导率标准溶液 14 毫升 x 6 瓶 适用于 LAQUAtwin B-771☐EC-11☐EC-22☐EC-33 514-23 标准溶液（电导率 12.9mS/cm☐ Y071H 12.9 mS/cm 电导率标准溶液 514-23 12.9 mS/cm 电导率标准溶液 14 毫升 x 6 瓶 适用于 LAQUAtwin B-771☐EC-11☐EC-22☐EC-33日本堀场HORIBA有些什么产品？



实验室水质分析仪器，水质分析是实验室每天都会进行的一项分析工作。台式水质检测仪具有优异的现场可用性，包括从操作和维护，一直到故障排除。 品牌: Horiba堀场 多参数测量仪98693-08 备用参考传感器（备用配件） 99590-50 备用 pH 电极 99590-54 备用液体接界，适用于 pH 电极 99600-34 备用 ToupH 传感器；增强响应玻璃，更加耐用 99600-35 备用ORP 传感器 99600-36 备用DO 传感器 99600-40 USB 电缆/软件 99600-41 备用件DO 膜帽。每包 3 个 17106-20 电导仪NIST可追溯校准报告 17090-30 pH计NIST可追溯式校准报告 授权代理商，上海铭迹科技，货源稳定可靠，合作共赢Antylia科尔帕默淘宝店。 公司信奉“精于产品，专业服务”的经营理念，努力提升公司实力，搭建一个为客户和厂商服务的稳定平台，为客户提供服务，成为客户可信赖的长期合作伙伴☐HORIBA实验室仪器怎么买？新型HORIBA答疑解惑

HORIBA水质分析仪淘宝Antylia科尔帕默。机械HORIBA图片

LAQUAtwin NO3-11C/NO3-11S/NO3-11 HORIBA紧凑型仪表硝酸根袖珍水质计 草坪中的硝酸盐测量，草中的硝酸盐浓度可用作其生长的土壤氮 (N) 可用性指标。康涅狄格大学的研究表明200-300 ppm 的翠绿树液硝酸盐-N 浓度是更好水平。草在茎和芽的基部以硝酸盐的形式储存氮 (N)康涅狄格大学的 Guillard 和 Morris (2013) 进行的研究表明，硝酸盐在秋季（新叶片形成下降时）在多年生草坪草的枝条基部积累，这可能是草坪植物的重要氮源在冬季休眠后的次年春天开始新的生长。在硝酸盐-N浓度的临界水平及更高时，草坪响应将平稳或变平——用超过临界水平的更多肥料增加秋季青翠的硝酸盐-N浓度不会增加秋季或以下的草质春天；已达到高质量响应。袖珍型 LAQUA 双硝酸根离子计用于测量青汁中的硝酸盐-N 浓度。它无需将样品运送到实验室进行昂贵的分析，由训练有素的分析人员使用比色法或色谱法进行分析。机械HORIBA图片

上海铭迹科技有限公司主要经营范围是仪器仪表，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖实验仪器设备，水质测量笔，计时器温湿度计，酸度计pH计电导率计等，价格合理，品质有保证。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造仪器仪表良好品牌。铭迹科技立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，及时响应客户的需求。